

A/D ekaFlex - S skummadras.



Nyhed!

HMI NR: 64774 - Dimension 80 x 12 x 200cm.
HMI NR: 65079 - Dimension 83 x 12 x 200cm.
HMI NR: 64776 - Dimension 90 x 12 x 200cm.
HMI NR: 64775 - Dimension 100 x 12 x 200cm.

- Anvendes til personer med tryksår i kategori I – III i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner og til forebyggelse af tryksår til personer med lav til Høj risiko fx efter Norton eller Braden skalaen, under forudsætning af at EPUAP's og NPUAP's retningslinjer følges.
- **Indsættelse: Personvægt fra 30 - 150kg.**
- Fremragende liggekomfort, det er som at svæve på en sky.
- Helmadras med lynlås og overlap på 2 sider og 2 bærehåndtag
- Madrasvægt ca. 10,6kg.
- **Betræk PU- bi- elastisk, 2- vejs strækbart betræk, vaskbart ved 95 °. Gængse rengørings- og desinfektions midler uden alkohol og jod.**
- Kan aftørres med specielle MRSA desinfektions servietter.
- PU betrækket kan tumles v. lave grader.
- **Brandhæmmende PU betræk, behandlet mod støvmider, MRSA- resistent.**
- Overholder kravene i henhold til EN 597- 1 & 2 (brandhæmmende).
- PU betræk: Øko- Tex Standard 100 - kl. I
- Min. 5 års fabriks garanti på skummet.
- CE mærket i henhold til medicinsk udstyr (Klasse 1).

Skumkerne.

Helmadrassen (kombinationsmadrassen) består øverst af 5cm."ekaFlex-S" temperaturfølsomt viscoelastisk skum, i allerbedste kvalitet (ensartet opskummet) underst 7cm.høj kvalitets koldskum.

Betræk.

Betrækket er på overfladen fremstillet i et åndbart bi -elastisk PU – materiale. Den tresidede lynlås er med overlap, så man undgår, at væsker trænger ind i selve madrassen. Betrækket er behandlet mod støvmider/allergitestet, for at forbedre håndtering af madrassen er der monteret 2 håndtag på madrassiden. Betrækket kan rengøres med gængse rengørings- og desinfektions midler eller servietter uden indhold af alkohol og jod. Betrækket kan vaskes ved 95° C. kan tumles ved lave grader.

NB: Mulighed for fremstilling af madrasser efter speciel mål!

